

BAGNOMARIA ARGOLAB MOD. WB 12 SENZA POMPA. VASCA DA 12 LITRI



Codice: 41101602

- Campo di lavoro: +5°C Ta ...+100 °C (i 100°C sono raggiungibili con un fluido termico).
- Volume utile 12 litri.
- Capienza rack: fino a 4 moduli.
- Display a LED retroilluminato

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Classe di sicurezza 2 (DIN 12880)
- Allarmi visivi ed acustici tacitabili dall'operatore.
- Timer digitale con range di programmazione 1 min - 99 h e 59 min. e funzionamento in continuo.
- Funzione "partenza ritardata" del ciclo di riscaldamento.
- Funzione "temperatura sicura": limitazione temperatura di lavoro per la protezione dei campioni.
- Vasca interna e piatto di fondo forato (removibile) in acciaio inox di alta qualità.
- Maniglia laterale (opzionale da ordinare a parte).
- Alimentazione: 220 ± 10%V - 50/ 60 Hz.
- Potenza: 900 W.

FORNITI DI SERIE: Coperchio in acciaio inox con foro da 5 mm per il passaggio di un sensore esterno, piatto di fondo forato, tubo di svuotamento della vasca e valvola ad innesto rapido per il ricambio periodico del liquido.

- Stabilità a 37°C: ± 0,1
- Dimensioni vasca (LxAxP) mm: 300 x 200 x 240
- Dimensioni esterne (LxAxP) mm: 480 x 380 x 310
- Dimensioni piatto di fondo (LxP) mm: 250 x 205
- Peso Kg: 12

GARANZIA 24 MESI.

IMBALLO E TRASPORTO COMPRESO.