

BICCHIERE ANGOLARE BURKLE PER TELESCOOP. CAPACITÀ ML 2000



Codice: 5354-5200

TeleScoop è un sistema di campionamento versatile con accessori intercambiabili per un ampio range di applicazioni.

Gli accessori (beaker angolari, beaker oscillanti, porta bottiglie, beaker in acciaio inossidabile e reti da immersione) sono attaccati all'asta da un pratico giunto ad innesto.

Ideale per campionamenti da bagni, vasche, pozzi, corsi d'acqua aperti ecc..

Profondità di immersione fino a 6 metri raggiungibile tramite l'asta telescopica regolabile in alluminio.

Retino di cattura per raccogliere campioni solidi e organici da corsi d'acqua.

Consente una regolazione personalizzata dell'angolazione del bicchiere.

DA ABBINARE ALLE ASTE TELESCOOP: 5355-...