

BICCHIERE FORMA ALTA, IN VETRO PYREX, ML 2000



Codice: 1015-26D

Conformi alla norma ISO 3819 e DIN 12331.
Provvisi di becco.
Ottima resistenza agli sbalzi termici.
Resistenti agli agenti chimici.
Graduazione ed etichetta per scrittura, di colore bianco
Altezza totale mm 240
Ø esterno mm 120
CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 10 BICCHIERI.
PREZZO RIFERITO AL SINGOLO PEZZO.