

## BICCHIERE FORMA BASSA, IN PP, ML 25



**Codice: 1801**

Realizzati in Polipropilene termoresistente e ad alta trasparenza, secondo le Norme ISO 7056 - 1981 (E) e BS 5404. Parte 1.

Hanno forma cilindrica, con fondo piano. La graduazione permanente è stampata in rilievo e di facile lettura. La particolare forma del becco, facilita lo svuotamento.

Posseggono eccellente resistenza chimica e sono dotati di buona inerzia chimica.

Sono autoclavabili a +121°C per 20 minuti e resistono a +100°C per uso continuato.

**IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.**

Subdivis. ml: 1

Tolleranza: +/- 10%

O.D Ø mm: 34

Altezza mm 49

**ORDINE MINIMO: 20 PEZZI.**