

## BICCHIERE FORMA BASSA, IN VETRO PYREX, ML 250



**Codice: 1000-10D**

Conformi alla norma ISO 3819.

Prodotti in vetro borosilicato Pyrex®. Ottima resistenza agli sbalzi termici.

Resistenti agli agenti chimici.

Provvisi di becco.

Graduazione ed etichetta per scrittura di colore bianco.

Altezza totale mm 95.

Ø esterno mm 70.

CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 10 BICCHIERI.

PREZZO RIFERITO AL SINGOLO PEZZO.