

BICCHIERE INCAMICIATO IN PYREX® DA ML 600



Codice: 1025/18SC

- Becher graduati a doppia parete.
- Costruiti con un rivestimento integrale, questi becher sono specificamente progettati per mantenere i campioni ad una temperatura costante facendo circolare un liquido di raffreddamento o di riscaldamento attraverso la giacca.
- Fabbricato a partire da vetro al borosilicato resistente al calore
- Con connettori filettati in PTFE per il collegamento semplice e sicuro di tubi con foro da 9 mm.
- Diametro esterno mm 95
- Diametro interno mm 70
- Altezza interna mm 170
- Altezza totale mm 180