

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE DIGITALE MOD. BL 303



Codice: 27000513

- Capacità di pesata: 300 g.
- Risoluzione: 0,001 g.
- Display retroilluminato.
- Ripetibilità: 0,001g.
- Linearità: $\pm 0,003g$.
- Calibrazione: esterna
- Piatto di pesata tondo con diametro 118 mm in acciaio inox.
- Teca di protezione contro le correnti d'aria in laboratorio.
- Apertura superiore per pipettare senza dover rimuovere la teca.
- Funzione conta-pezzi, determinazione del % e 21 differenti unità di misura selezionabili.
- Bilancia con doppia alimentazione, batteria ricaricabile di tipo AGM e alimentatore di serie.
- Uscita RS 232 di serie per collegamento a PC o con la stampante.

FORNITA completa di teca e un peso da 100 g in classe M1.

Viene inoltre incluso il certificato di taratura riferibile Accredia, comprendente prove di ripetibilità, linearità e carico decentrato.

GARANZIA 24 MESI.