

## BILANCIA TECNICA ELETTRONICA ORMA SERIE BC MOD. BC 520. CALIBRAZIONE ESTERNA



### Codice: BC520

Prodotto di punta ORMA, la serie delle bilance di precisione BC presenta ottime prestazioni e grazie al rapporto qualità prezzo, rende questi strumenti competitivi e versatili sotto ogni aspetto.

Portata: gr 520

Sensibilità: gr 0,001

Linearità :  $\pm 0,002$  g

Riproducibilità : 0,001 g

Ø del piatto di pesata: mm 110

Calibrazione: Esterna

#### DATI TECNICI

- Display LCD con retroilluminazione ad alta leggibilità e contrasto.
- Tara automatica sull'intera portata.
- Unità di peso selezionabili: g,ct,oz,lb,dwt,GN,tl(hong), tl(Sgp),tl (ROC), momme.
- Calibrazione interna azionata da servomotore controllato da microprocessore per i modelli con lettera finale "S" es.: BC160CS.
- Calibrazione esterna per i modelli con codice senza la "S" es.: BC160C
- Sistema di pesata a compensazione elettromagnetica per i modelli senza lettera "C" es. BC720
- Sistema di pesata a cella di carico ad alta risoluzione per i modelli con lettera "C" es. BC210C
- Omologazione metrica per i modelli con codice "SM" es.: BC520SM
- Protezione circolare con coperchio contro le correnti d'aria per i modelli con sensibilità al milligrammo (0,001g)
- Filtri elettronici, per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro.
- Funzione soglie
- Pesata in percentuale.
- Funzione conta-pezzi.
- Somma pesi.
- Pesata animale.
- Funzione carico di rottura.
- Funzione per densità dei liquidi e dei solidi.
- Predisposizione alla pesata inferiore. (gancio non in dotazione)
- Copertura di protezione in plastica.
- Interfaccia RS232.
- Bolla d'aria e piedini di livellamento regolabili.
- Temperatura di esercizio +5 - 35 °C
- Alimentatore di Serie 230V/115 Vac $\pm$ 15% - 50/60Hz.

#### CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE CON DISPLAY GRAFICO:

- GLP/ISO record (solo con display grafico cod.: A1-0001)
- Data/ora (solo con display grafico cod.: A1-0001)
- Multi lingue (solo con display grafico cod.: A1-0001)

- Formulazione (solo con display grafico cod.: A1-0001)

DATI TECNICI:

- Dimensione vetrina: in vetro circolare Ø 160x70 mm
- Dimensioni bilancia: 215x345x155(h) mm
- Peso: 4,6 Kg.