

## BOTTIGLIE IN PET PER IL CAMPIONAMENTO ACQUE, ML 500. STERILI IN CONFEZIONE SINGOLA. CF/60 PEZZI



### Codice: 11480

Bottiglie studiate per il campionamento, trasporto e conservazione delle acque da analizzare.

Disponibili sia vuote che pre-dosate con Tiosolfato di Sodio per i casi in cui sia richiesta la neutralizzazione di Cloro, Bromuro e Ozono presenti nell'acqua da analizzare.

Etichettate, con tappo a vite a perfetta tenuta e sigillo di sicurezza.

Le bottiglie confezionate singolarmente sono idonee anche per prelievi ad immersione per evitare contaminazione indotta.

Latex-free e idonee ad essere destinate al contatto con gli alimenti, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia.

Bottiglie in PET, perfettamente trasparenti, forma quadrata.

Tappo a vite con guarnizione interna, che ne garantisce la perfetta tenuta.

Sterili, in confezione singola peel-pack.

Diametro della bocca 38,5 mm.

Dimensioni mm 65 x 65 x 165.