

BOTTIGLIE PER CAMPIONAMENTO ACQUE CON TIOSOLFATO ML 250. CF/100 PEZZI



Codice: 11275

Dimensioni: Ø mm 60 x 135.

FORMA CILINDRICA.

Bottiglie studiate per il campionamento, trasporto e conservazione delle acque da analizzare.

Disponibili sia vuote che pre-dosate con Tiosolfato di Sodio per i casi in cui sia richiesta la neutralizzazione di Cloro, Bromuro e Ozono presenti nell'acqua da analizzare.

Etichettate, con tappo a vite a perfetta tenuta e sigillo di sicurezza.

Le bottiglie confezionate singolarmente sono idonee anche per prelievi ad immersione per evitare contaminazione indotta.

Latex-free e idonee ad essere destinate al contatto con gli alimenti, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia. Bottiglie sterili in HDPE, robuste ed infrangibili.

Sterili, in confezione singola.