

CAMERE CLIMATICHE BINDER SERIE KBW



Codice: KBW

Camere climatiche per test con illuminazione speciale - cl. 3.1 mod. KBW (volumi disponibili: 240/400/720) Precisione abbinata alle massime dinamiche. KBW soddisfa tutti i requisiti relativi a condizioni ottimali di illuminazione e temperatura per processi di colture esattamente definiti. I tempi di reazione estremamente brevi mantengono in equilibrio tutti i parametri di crescita: una simulazione della natura finora mai raggiunta. La manipolazione è notevolmente migliorata dal timer integrato di programma settimanale del dispositivo di controllo. Prestazioni e attrezzature:

- Tecnologia con camera di preriscaldamento a controllo elettronico APT.line™
- Intervallo di temperatura: 0°C/70°C (32°F/158°F) senza illuminazione.
- Intervallo di temperatura: 5°C/60°C (41°F/140°F) con illuminazione.
- Cassetti con illuminazione a posizionamento variabile e tubi a luce diurna, a commutazione graduale.
- Dispositivo di controllo MP con 2 programmi con 10 sezioni ciascuno, in alternativa commutabile su 1 programma con 20 sezioni.
- Timer integrato con programma settimanale e funzione in tempo reale.
- Funzioni rampa regolabili mediante editor del programma.
- Impostazione digitale della temperatura con precisione nell'ordine di un decimo di grado.
- Indicatore del tempo intercorso.
- Foro di controllo Ø 30 mm (1,18 pollici), lato sinistro.
- Sportello interno in vetro.
- Dispositivo di sicurezza della temperatura a regolazione indipendente, Classe 3.1, a protezione completa da sovratemperatura nella camera, con allarme visivo e acustico.
- Interfaccia RS 422 per software di comunicazione APT-COM™ DataControlSystem
- 3 rack in acciaio inox inclusi.
- Certificato di collaudo BINDER.