

CAMPIONATORI BURKLE MOD. DISPOLADLE LABOPLAST®, HDPE, STERILI, ML 200. CF/20 PEZZI



Codice: 5393-6641

Il DispoLadle è una paletta per campionamento appositamente progettata per uso singolo.

La paletta con scala in rilievo può essere impiegata per misurare.

Essa mostra il contenuto con incrementi da 10 ml fino a 200 ml.

Un manico ergonomico ed un becco da entrambi i lati per utilizzatori destri o mancini ne rende facile l'uso.

- Manico Ergonomico
- Prodotta In Camera Bianca
- Confezionata Individualmente
- Capacità ml 200
- Lunghezza mm 500.