

## CARRELLO INFERIORE AD INIEZIONE PER BOTTIGLIE - SMEG



**Codice: LB16**

Per lavavetreteria SMEG mod. GW1060.  
adatto per il lavaggio di 16 vetriere

- bottiglie a collo stretto da 250 a 1000 ml (dim. max. diam. 101 mm - h 450 mm)
- cilindri graduati (diam. max. 101 mm - h 495 mm)
- dotato dei seguenti ugelli: 16 x U6170 (170 mm)
- posizionamento su livello inferiore
- realizzato in acciaio inox