

CARTINE ALLA FENOLFTALEINA - ROTOLO



Codice: CM0090712

Questo gruppo di prodotti, permette il controllo del pH entro determinati intervalli. Una variazione di colore chiaramente visibile, per esempio dal rosso al blu, indica il passaggio da ambiente acido ad alcalino.

Il più conosciuto tra questo gruppo di prodotti è la cartina al tornasole. Tutte le cartine indicatrici sono completamente impregnate.

Sono particolarmente adatte per procedimenti di neutralizzazione, nelle scuole e nel campo medico.

Cartine bianche che diventano rosse ad un pH maggiore di 8,3, rosse a pH 10.

Applicazioni: Per neutralizzazioni.

Rotolo: contenitore trasparente con un rotolo lungo 5 m e largo 7 mm, confezionato singolarmente in scatola di cartone