

CARTINE INDICATRICI DUOTEST A DOPPIA ZONA 1-12 - ROTOLO



Codice: CM0090301

Graduazione 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.

Sono cartine indicatrici con elevata accuratezza e di facile lettura.

Due zone indicatrici complementari separate da una banda centrale bianca assicurano una netta differenziazione dei colori e una accurata valutazione dei valori di pH intermedi.

La banda centrale bianca è idrofoba ed evita che i colori delle due zone indicatrici migrino l'uno verso l'altro, aumentando l'accuratezza di lettura. Inoltre la banda bianca aumenta il contrasto con le due zone colorate e aumenta la resistenza meccanica della cartina bagnata, essendo idrofoba.

Rotolo: contenitore trasparente con un rotolo da 5 m, largo 10 mm con scala colorata, confezionato singolarmente in scatole di cartone.