

## CARTINE INDICATRICI DUOTEST A DOPPIA ZONA 3,5-6,8 - ROTOLO



### Codice: CM0090303

Graduazione 3,5-3,8-4,1-4,4-4,7-5,0-5,3-5,6-5,9-6,2-6,5-6,8.

Sono cartine indicatrici con elevata accuratezza e di facile lettura.

Due zone indicatrici complementari separate da una banda centrale bianca assicurano una netta differenziazione dei colori e una accurata valutazione dei valori di pH intermedi.

La banda centrale bianca è idrofoba ed evita che i colori delle due zone indicatrici migrino l'altro, aumentando l'accuratezza di lettura. Inoltre la banda bianca aumenta il contrasto con le due zone colorate e aumenta la resistenza meccanica della cartina bagnata, essendo idrofoba.

Rotolo: contenitore trasparente con un rotolo da 5 m, largo 10 mm con scala colorata, confezionato singolarmente in scatole di cartone.