

## CENTRIFUGA REMI MOD. R-5S+ COMPLETA DI ROTORE E PROVETTE 15ML



**Codice: 4000022**

- Capacità massima di carico 12X15 ml
- Velocità massima 5250 rpm
- RCF massima 4280xg
- Timer da 1 a 60min o continuo

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Centrifuga da banco Ventilata, con display LCD per impostazione della velocità e del tempo di centrifugazione.
- Ridotto numero di tasti e manopola di regolazione per un'operatività estremamente intuitiva.
- Dotata di motore ad induzione, senza carboncini, esente da manutenzione e silenzioso.
- Velocità impostabile da 500 a 5250 rpm con step di 50 rpm.
- Tempo di centrifugazione da 1 a 99 minuti con incrementi di 1 minuto o funzionamento in continuo.
- Tempi ridotti di frenata con la funzione BREAK.
- Massima sicurezza grazie al rilevamento automatico di eventuali sbilanciamenti del carico.
- Blocco automatico del coperchio con possibilità di recupero delle provette in caso di mancanza di energia elettrica.
- Dimensioni ridotte per ottimizzare gli spazi in laboratorio.
- La centrifuga risponde alle direttive EN61010-1; EN61010-2-020; EN61326-1.
- Alimentazione: 220V, 50 Hz.
- Rumorosità max.: 53 dB

### FORNITA COMPLETA DI:

- Rotore in alluminio R-83A, 12x15 ml ad angolo fisso, portaprovette in acciaio B 15-P e provette in plastica T 15-P da 15 ml a fondo sferico 17x100 mm.
- Dimensioni esterne (L x P x A): 33 x 37 x 28 cm
- Peso: 24 Kg

IMBALLO E TRASPORTO COMPRESI PIANO STRADALE.