

CILINDRI GRADUATI, FORMA ALTA, BLAUBRAND®, ML 10. CF/2 PEZZI



Codice: 32108

Vetro borosilicato 3.3.

Forma alta.

BLAUBRAND®, DIN EN ISO 4788. Marcatura DE-M.

Graduazione blu.

Base esagonale e becco.

Calibrati a contenere "In".

Graduazioni e iscrizioni in smalto blu ad alto contrasto.

Tutti i cilindri Blaubrand® sono forniti con numero di lotto e certificato di lotto per confezione.

Disponibili anche con certificato individuale USP o certificato individuale di calibrazione DAkkS (ex DKD), su richiesta.

E' possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del produttore.

Graduazione ml 0,2.

Tolleranza \pm ml: 0,10.

Altezza mm 140.