

## CILINDRO GRADUATO, IN PMP, FORMA ALTA, CLASSE A, ML 250



**Codice: 9274794**

Cilindri graduati in PP possono rimanere esposti a temperature fino a 80°C senza modifiche permanenti nei valori di tolleranza. Con i cilindri graduati in PMP le tolleranze non vengono influenzate dalla sterilizzazioni a vapore a 121°C.

In caso di frequenti sterilizzazioni a vapore, raccomandiamo i cilindri graduati con graduazione in rilievo. Si consiglia una temperatura di pulizia sotto i 60°C

PLASTIBRAND®. PMP. Forma alta. Trasparente, con graduazioni e iscrizioni in blu. In Classe A+. La sterilizzazione a vapore a 121°C (autoclavaggio) non influenza le tolleranze. Si raccomanda il lavaggio al di sotto dei 60°C per preservare le graduazioni e le iscrizioni. Conformità certificata. Con numero di lotto e certificato di qualità. È possibile scaricare il certificato del lotto dal sito del produttore.

Classe A+ rispetto alla classe A:

I cilindri graduati Plastibrand® di classe A+ accettano tolleranze inferiori del 20% rispetto ai requisiti della norma DIN 12681. Le tolleranze di classe A+ sono rispettate anche dopo 20 lavaggi e 10 trattamenti in autoclave. (Requisiti della norma DIN 12681: 10 lavaggi e 3 sterilizzazioni a vapore).

Graduazione ml 2,0

Tolleranza A ± ml 0,80

Altezza mm 315