

## CILINDRO GRADUATO, IN PP, FORMA ALTA, ML 250



**Codice: 9274084**

Classe B, graduazione blu.

Forma alta, altamente trasparenti, con graduazioni blu, base esagonale, calibrati a contenere "in". Tolleranza come da classe B secondo DIN 12681 / ISO 6706. L'esposizione a temperature superiori ai 60°C può influire sull'accuratezza. Si raccomanda di lavare al massimo a 60°C per preservare i marchi e le iscrizioni.

Accuratezza  $\pm$  ml 2000.

Altezza mm 320.