

CILINDRO GRADUATO, IN PP, ML 50



Codice: 1078

Realizzati in Polipropilene speciale ad alta trasparenza.

Conformi alle norme ISO 6706 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 2 1977

Graduazioni permanenti stampate in rilievo e di facile lettura, pareti a trascurabile bagnabilità, completa assenza di menisco. L'equidistanza delle linee di graduazione è garantita dal fatto che le pareti sono quasi parallele.

Chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti chimici.

La forma del becco minimizza lo sgocciolamento e la base pentagonale, dotata di incavo, assicura un'elevata stabilità.

Posseggono eccellente resistenza chimica; sono autoclavabili a +121°C per 20 minuti e resistono a +100°C durante l'uso continuato.

IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Grad. ml 10.

Subdiv.ml: 1

Tolleranza ml: +/- 1

O.D Ø mm: 25,5

H mm 199.