

CONDUTTIMETRO DA BANCO DIGITALE COND 60 VIOLAB COMPLETO DI CELLA 2301 T



Codice: 50103072

- Risoluzione 0,01 μS .
- Compensazione manuale o automatica della temperatura.
- Data logger manuale ed automatico, fino a 1000 dati in GLP
- Display LCD a colori ad alta risoluzione, retroilluminato

ALTRE CARATTERISTICHE

- Conduttimetro da banco professionale con innovativo display LCD a colori ad alta definizione, con possibilità di regolazione della luminosità.
- Misura di Conducibilità, TDS, Salinità con visualizzazione della temperatura.
- Possibilità di selezionare i parametri che si desidera visualizzare a display.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica della conducibilità fino a 5 punti (84 μS ; 147 μS ; 1413 μS , 12,88mS e 111 mS) ed un punto definito dall'utente
- Cambio scala automatico
- Temperatura di riferimento (15•...30°C), costante di cella selezionabile (C= 0,1; 1; 10)
- Indicazione con icone dei valori tarati.
- Indicatore di stabilità della misura.
- Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione.
- Data logger manuale ed automatico con possibilità di scarico dati a PC tramite micro-USB.
- Collegamento a stampante esterna tramite connettore RS232.
- Software Data-Link scaricabile gratuitamente dal sito www.giorgiobormac.com.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

CAMPO DI MISURA:

- Cond: 0,0 μS ...200 mS (0,01 μS - automatica)
- Salinità: 0,1 ppm...100 ppt
- TDS: 0,01 mg/l•...200,0 g/l
- Temperatura: -10 •...+110,0 (0,1°C)

FORNITI DI SERIE: Stativo portaelettrodi, standard di conducibilità, cavo USB, alimentatore multi socket e istruzioni per l'uso, cella 2301T con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso da 1 m.

GARANZIA 36 MESI.