

CONDUTTIMETRO DA BANCO DIGITALE COND 80 PRO BASIC COMPLETO DI CELLA VPT 1 MA SENZA AGITATORE



Codice: 50103422

- Risoluzione 0,01 μS
- Sensore 4 anelli
- Compensazione manuale o automatica della temperatura.
- Gestione avanzata degli utenti (4 livelli , 15 profili)
- Data logger, memoria 8000 dati in GLP
- Menu Analysis per la tracciabilità dei dati + Audit trail
- Template di stampa personalizzabili
- Schermata multiview

ALTRE CARATTERISTICHE

- Conduttimetro da banco digitale per analisi avanzate di laboratorio.
- Calibrazione automatica fino a 4 standard di conducibilità (84, 1413 μS , 12,88 mS, 111.8 mS) da 1 a 4 punti con calcolo delle diverse costanti di cella + 1 punto a scelta dell'utente.
- Cambio scala automatico, compensazione automatica e manuale della temperatura (0...100,0 °C).
- Temperatura di riferimento (15...30 °C), Coefficiente di temperatura lineare (0,00...10,00%) e non lineare per acqua ultrapura.
- Compatibile con celle a 4 anelli e 2 anelli, con indicazione della costante selezionata.
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, "Fermo-lettura", indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi.
- Gestione avanzata degli Utenti (Admin, Responsabile, Utente, Guest) con differenti possibilità di accesso alle funzionalità strumentali.
- Modalità di Data logger : Manuale, Automatico, Min/Max, Delta value.
- Menu Analysis per un edit completo delle proprie misurazioni: è possibile inserire tutte le informazioni utili sul campione e sul test.
- Schermata Multiview (fino a 6 parametri selezionabili dall'utente e visualizzabili contemporaneamente).
- Template di stampa personalizzabili.
- Menu di Setup multilingua (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por).
- Software Data-Link+ gratuito sull sito www.giorgiobormac.com per la gestione dei dati a PC, comprensivo di Audit Trail.

- 2 Uscite USB per collegamento tastiera esterna e PC. Porta RS232 per collegamento stampante.
- Agitatore magnetico a controllo indipendente (opzionale).

CAMPO DI MISURA

- Cond: 0,0 μ S ...1000,00 mS (0,01 μ S - automatica)
- TDS: 0,01 mg/l...500,0 g/l
- Resistività: 1 Ω ...10 M Ω
- Salinità: 0,01...100,0 ppt
- Temperatura: -20...+130,0 (0,1 °C)

FORNITO DI SERIE: Stativo portaelettrodi, standard di conducibilità, tastiera esterna, cavo USB, alimentatore multi socket e manuale d'uso, cella di conducibilità VPT 1 vetro Platino a 2 elettrodi (C=1) con sonda di temperatura incorporata. **SENZA** agitatore magnetico.