

## CONDUTTOMETRO DA BANCO DIGITALE XS MOD. COND 61 COMPLETO



**Codice: 50003072**

- A microprocessore.
- Ampio display retroilluminato a 3 colori con visualizzazione simultanea della Conducibilità/TDS, Temperatura e dei valori di tamponi utilizzati per la taratura.
- GLP con data ed ora dell'ultima taratura.
- Funzione "CAL TIMER" per impostazione della frequenza di ritaratura.
- Funzione "Stabilità"
- Cambio scala automatico e compensazione della temperatura automatica e manuale (0,0...100°C).
- Temperatura di riferimento (15...30°C) e costante di cella (C= 0,1; 1; 10) selezionabili.
- Taratura automatica e manuale con riconoscimento automatico di 4 standard (84; 1413 µS e 12,88; 111 mS) ed 1 valore definito dall'utente.
- Data Logger manuale o automatico con memoria/richiamo fino a 500 dati con data ed ora.
- Con uscita USB per collegamento a PC e uscita RS232 per collegamento a stampante.
- Messaggi di auto-diagnosi.
- Garanzia di 3 anni sulla parte elettronica.
- Campo di misura: (con cella C=1) Conducibilità: 0...199,9 mS / TDS: 0...100 g/l Salinità: 0...50 gr/l / Temperatura: -10,0...110,0°C

COMPLETO di cella 2301T a 2 elettrodi con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso da 1 m, spina BNC e connettore Cinch per sensore di temperatura, Alimentatore a rete 220V, software PC-Link con cavo USB per lo scarico dei dati a PC, soluzioni di taratura e istruzioni per l'uso.