

CONGELATORE A BASSA TEMPERATURA -45°C LIEBHERR MOD. LGT 2325



Codice: LGT2325

- Allestimento: Mediline
- Consumo energetico in 24 ore: 2.25 KWh
- Volume lordo totale: 215 Litri
- Volume utile totale: 200 Litri
- Peso lordo: kg 68
- Peso netto: kg 58
- Altezza: 91.9 Cm
- Larghezza: 113.2 Cm
- Profondità: 76 Cm
- Altezza Interna: 63 Cm
- Larghezza Interna: 88.9 Cm
- Profondità Interna: 41 Cm
- Vano congelatore: Statico
- Sbrinamento vano congelatore: Manuale
- Intervallo della temperatura: Regolabile tra -10°C e -45°C
- Porte / Fianchi: Bianco
- Tipo porta: Piena
- Materiale vano interno: Alluminio
- Controllo elettronico: Elettronico
- Display: Digitale esterno
- Calibrazione temperatura: A 1 punto
- Allarme temperatura: Sì
- Allarme porta aperta: Sì
- Memorizzazione allarmi: Ultimi 3 eventi, data ora durata
- Allarme mancata alimentazione: Sì
- Interfaccia seriale RS485: Sì
- Contatto allarme a potenziale 0: Sì
- Foro passante sonda esterna: Sì
- Illuminazione interna: LED
- Maniglia: in Alluminio
- Chiusura a chiave: Sì
- Classe climatica: SN

- Rumorosità: 55 db
- Gas refrigerante: R 290.

GARANZIA: 24 mesi.

CONSEGNA PIANO STRADALE.

TRASPORTO: 90,00 +IVA.