

CONGELATORE DA LABORATORIO ANTIDEFILAGRAN. LIEBHERR LGUEX1500



Codice: LGUEX1500

- Allestimento: Mediline
- Certificazione ATEX 95: Sì
- Consumo energetico in 24 ore: 0.92 kWh
- Volume lordo totale: 139 Litri
- Volume utile totale: 129 Litri
- Volume utile Cong.: 129 Litri
- Altezza: 82 Cm
- Larghezza: 60 Cm
- Profondità: 61.5 Cm
- Altezza Interna: 66.3 Cm
- Larghezza Interna: 45.4 Cm
- Profondità Interna: 45 Cm
- Vano congelatore: Statico
- Sbrinamento vano congelatore: Manuale
- Intervallo della temperatura: Regolabile tra -9°C e -26°C
- Porte / Fianchi: Bianco
- Tipo porta: Piena
- Materiale vano interno: Plastica PS termoformata
- Controllo elettronico: Elettronico
- Display: Digitale esterno
- Calibrazione temperatura: A 1 punto
- Allarme temperatura: Sì
- Allarme porta aperta: Sì
- Memorizzazione allarmi: Ultimi 3 eventi, data ora durata
- Allarme temperatura Min. e Max.: Sì
- Allarme mancata alimentazione: Sì
- Interfaccia seriale RS485: Sì
- Contatto allarme a potenziale 0: Sì
- Foro passante sonda esterna: Sì
- Ripiani interni: Piastre dell'evaporatore in alluminio
- Numero cassette: 3

- Maniglia: Tubolare
 - Chiusura a chiave: Sì
 - Porta a chiusura automatica: Sì
 - Incernieratura porte reversibile: Sì
 - Classe climatica: SN-ST
 - Rumorosità: 42 db
 - Gas refrigerante: R 600a
- CONSEGNA PIANO STRADALE.
TRASPORTO: € 80,00 +IVA.