

CONGELATORE DA LABORATORIO ANTIDEFILAGRAN. LIEBHERR MOD. LGUEX 1500



Codice: LGUEX1500

- Consumo energetico per anno: 294 kWh/a
- Volume utile totale: 129 l
- Volume lordo, totale: 139 l
- Refrigerante: R 600a
- Sistema di raffreddamento, vano frigorifero: statico
- Procedura di sbrinamento: manuale
- Tensione: 220-240 V~
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 1,0 A
- Dimensioni esterne (A/L/P): 82 / 60,1 / 61,8 cm
- Isolamento: 55 - 55 mm
- Peso (con imballaggio): 43 kg
- Peso (senza imballaggio): 42 kg
- Unità di comando: elettronico
- Intervallo di temperatura vano frigorifero: -9 °C a -26 °C
- Display della temperatura: digitale all'esterno
- Anomalia: segnale di allarme ottico ed acustico
- Contatto a potenziale zero: sì
- Allarme di caduta rete: al ritorno di rete
- Fluttuazione massima: 3,3 °C
- Gradiente: 6,6 °C
- La soluzione di rete: integrabile successivamente
- Materiale pareti laterali: acciaio
- Colore: bianco
- Materiale porta/coperchio: acciaio
- Serratura: azionamento meccanico
- Porta a chiusura automatica: sì
- Incernieratura sportello: reversibile a destra
- Materiale contenitore interno: plastica bianca
- Cassetti nel vano congelatore: 3
- Mensole, vano congelatore: 4

- Materiale griglie di appoggio: piastre evaporatore
- Carico massimo griglie vano congelatore: 24 kg
- Design porta: HardLine
- Maniglia: Maniglia tubolare ergonomica con meccanismo di apertura facilitato

GARANZIA: 24 mesi.

CONSEGNA PIANO STRADALE.

TRASPORTO: € 130,00 +IVA.