

## CONGELATORE DA LABORATORIO CON COMANDO ELETTRONICO COMFORT LIEBHERR MOD. LGex 3410



### Codice: LGEX3410

- Consumo energetico per anno: 478 kWh/a
- Volume utile totale: 284 l
- Volume lordo, totale: 310 l
- Refrigerante: R 600a
- Sistema di raffreddamento, vano congelatore: statico
- Procedura di sbrinamento: manuale
- Tensione: 220-240 V~
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 1,5 A
- Dimensioni esterne (A/L/P): 184 / 60,1 / 61,8 cm
- Isolamento: 77 - 65 mm
- Peso (con imballaggio): 92kg
- Peso (senza imballaggio): 86,00 kg
- Unità di comando: elettronico
- Intervallo di temperatura impostabile: -9 °C a -30°C
- Display della temperatura: digitale all'esterno
- Anomalia: segnale di allarme ottico ed acustico
- Contatto a potenziale zero
- Allarme di caduta rete: al ritorno di rete
- Fluttuazione massima: 4,2 °C
- Gradiente: 6,9 °C
- SmartMonitoring: integrabile successivamente, applicazione di connessione disponibile successivamente
- Materiale pareti laterali: acciaio
- Colore: bianco
- Materiale porta/coperchio: acciaio
- Serratura: disponibile
- Porta a chiusura automatica
- Incernieratura sportello: reversibile a destra
- Materiale contenitore interno: Plastica bianca
- Cassetti nel vano congelatore: 8
- Mensole, vano congelatore: 8

- Carico massimo griglie vano congelatore: 24 kg
- Design porta: HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica con meccanismo di apertura facilitato

GARANZIA: 24 mesi.

CONSEGNA PIANO STRADALE.

TRASPORTO: 180,00 +IVA.