

## CONGELATORE VERTICALE VENTILATO LIEBHERR MOD. LGPv 8420



### **Codice: LGPv8420**

- Allestimento: Mediline
- Materiale vano interno: Acciaio inossidabile al nichel-cromo
- Tipo porta: in acciaio
- Maniglia: Integrata
- Ruote: Ruote orientabili
- Porta a chiusura automatica: Sì
- Incernieratura porte reversibile: Sì
- Volume lordo totale: 856 litri
- Altezza: 216 cm
- Larghezza: 79 cm
- Profondità: 98 cm
- Altezza Interna: 155 cm
- Larghezza Interna: 62 cm
- Profondità Interna: 85 cm
- Numero stelle congelatore: 4 \*\*\*\*
- Classe climatica: 5 Temperatura ambiente +40°C
- Intervallo della temperatura: Regolabile tra -9°C e -35°C
- Gas refrigerante: R 290
- Rumorosità: 60 db
- Vano congelatore: Ventilato
- Sbrinamento vano congelatore: Automatico
- Controllo elettronico: Sì
- Display: Digitale esterno
- Allarme temperatura: Ottico e acustico
- Allarme mancata alimentazione: Sì
- Interfaccia seriale RS485: Sì
- Illuminazione interna: Illuminazione laterale LED
- Ripiani interni: 4 griglie plastificate
- Chiusura a chiave: Sì

GARANZIA: 24 mesi.

CONSEGNA PIANO STRADALE.

TRASPORTO: 400,00 +IVA.