

DATA LOGGER BLUETOOTH VERIGO MOD. POD PROBE CON SONDA ESTERNA



Codice: 70200303

Data logger Temperatura , con sonda esterna a punta e cavo di 2 metri di lunghezza, garantisce alte prestazioni in ogni ambiente.

- Salvataggi sicuri in Cloud
- Utilizzabili tramite app per smartphone
- Geolocalizzazione tramite APP
- Report in PDF e Excel
- Certificabile ACCREDIA
- Applicazione: Frigo, congelatori, incubatori, ambiente

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Datalogger stand-alone per la misura di temperatura e umidità.
- Non necessitano di infrastrutture dedicate: tramite l'app per dispositivi mobili è possibile sincronizzare e scaricare i dati registrati.
- Una volta sincronizzati, i dati vengono salvati sul Cloud VERIGO.IO, per essere consultati, stampati e analizzati.
- Oltre al dato viene salvata anche la posizione GPS del dispositivo.
- Con l'app per Android™ e iOS™ hai i dati sempre a portata di mano e ricevi le notifiche direttamente tramite SMS o mail in caso di allarme.
- Con l'APP, scaricabile gratuitamente dall'Apple Store e da Google Play, potrai gestire tramite smartphone/tablet il dispositivo, visualizzare, scaricare e condividere i dati.
- Inoltre riceverai direttamente sul tuo smartphone gli avvisi e gli allarmi, per avere sempre la situazione sotto controllo.

DATI TECNICI:

- Range: -80 ... +80 °C
- Accuratezza: $\pm 0,35$ °C
- Memoria: 40.000 dati
- Dimensioni (LxPxA): 97 x 43 x 13 mm
- Peso: 51 g

GARANZIA 24 MESI.