

DISPENSATORE HAMILTON MOD. SOFTOP. VOLUME DA 0,2-1,0 ML



Codice: 105.0001.01

La soluzione ergonomica per dispensare reagenti in sicurezza. Facile operazione con design a presa sicura. Resistenza chimica e termica massima con pistone innovativo in ceramica. Adattamento veloce e precisione micrometrica del volume da erogare. Il dispensatore rapido SofTop offre una eccezionale precisione nei trattamenti dei liquidi dal creatore mondiale della prima pipetta ergonomica. Il calibro graduato offre all'utilizzatore una distribuzione volumetrica indipendentemente riproducibile. Passi volumetrici calibrati assicurano una distribuzione identica del volume ogni volta. Il pistone è prodotto in ceramica e di ossido di alluminio per una migliore stabilità e funzionabilità di sicurezza dimensionale, con un pistone in ceramica, le possibilità di abrasioni, graffi, rigonfiamento o sfaldamento dello strato esterno è completamente eliminato. Il dispensatore rapido SofTop è corredato d'una canna ad avvitamento, eliminando così la possibilità di creare bolle d'aria durante l'aspirazione del liquido. I dispensatori rapidi SofTop sono totalmente autoclavabili, sono disponibili in sei volumi diversi da 0,2 ml fino a 60 ml. Ogni dispensatore viene testato individualmente e corredato di un certificato di qualità.
CODICE HAMILTON: 51249-01.