

ELETTRODO DI PH COMBINATO XS MOD. POLYMER PLAST DIN



Codice: 32200513

Elettrodo di pH combinato, con cavo fisso 1 m spina DIN, con corpo in epoxy infrangibile.

Buona resistenza chimica.

Dimensioni (LxØ) mm 120x12.

Riempimento a polimero un setto poroso aperto ed uno ceramico, per una risposta veloce con elevata precisione in campioni che possono contaminare i normali diaframmi.

Esente da manutenzione.

pH 0...14 - Temperatura 0...60°C.