

ESSICCATORE IN POLIPROPILENE/POLICARBONATO Ø MM 150



Codice: 550

Volume lt 2,15, altezza interna 135 mm, altezza esterna 190 mm.

Essiccatori a prova di implosione; sopportano un vuoto di 740 mm di Hg con una perdita non superiore a 20 mm di Hg in 24 ore.

La calotta superiore trasparente è stampata in policarbonato ed è accoppiata alla sezione inferiore in polipropilene, assicurando la tenuta mediante un anello di gomma al neoprene inserito in un'apposita scanalatura.

Il coperchio è provvisto di valvola di tenuta in policarbonato con spillo in polietilene che, con una leggera rotazione, permette l'entrata dell'aria senza turbolenze.

Un sottile velo di grasso spalmato sull'anello di tenuta aiuta a creare il vuoto iniziale.

Gli essiccatori sono dotati di un cestello interno che serve da contenitore per cloruro di calcio o altro agente essiccante.

ACCESSORIO NON INCLUSO DA ACQUISTARE A PARTE:

Disco per essiccatore, Ø x prof 7x140,5 - Cod. 551 (per essiccatore 550).