

## ETICHETTE TOUGH-TAGS® BIANCHE. DIMENSIONI MM 21 X 7. CF/1500 PEZZI



**Codice: 9100051**

Per Provette PCR.

Resistenti a temperature da -40°C a +121°C.

Le etichette Tough-Tags® resistono in bagni ad acqua bollente, autoclavaggi e moderate temperature di congelamento.

Etichette chimicamente inerti che resistono a molti solventi organici ed agenti caustici. Aderiscono a molte plastiche, vetri e metalli senza rotture, spelamenti e degradamenti.

Sono perfettamente dimensionate per adattarsi a provette per microcentrifuga ed altri contenitori in laboratorio.

Le provette etichettate con Tough-Tags entrano ed escono facilmente nei rotori delle centrifughe, senza attrito.