

## EVAPORATORE ROTANTE HEIDOLPH MOD. HEI VAP CORE HL/G3



**Codice: 571-01300-00**

Con sistema di sollevamento manuale per la regolazione dell'altezza e set di vetreria con condensatore verticale G3.

- Display digitale chiaro che mostra i valori effettivi e quelli impostati
- Pannello operativo con protezione dagli spruzzi IP42
- Due manopole separate con controllo dinamico per l'impostazione della velocità di rotazione e della temperatura del bagno di riscaldamento: rotazione rapida per grandi salti, rotazione lenta per l'impostazione precisa dei valori impostati.
- La modifica accidentale dei valori può essere impedita dalla funzione di blocco.
- L'intuitivo sistema di illuminazione ad anello a LED rende le funzioni attivate chiaramente visibili anche a distanza
- Facile regolazione della profondità di immersione fino a 155 mm e dell'angolo di inclinazione da 20° a 80°.
- Funzione di standby e avviso di calore residuo a temperature del bagno di riscaldamento superiori a 50 °C
- Il pulsante di standby arresta tutte le funzioni

### DATI TECNICI

- Sollevamento: Hand lift
- Intervallo di velocità di rotazione: 10 - 280 rpm
- Indicatore velocità di rotazione: 3.5" LCD Display
- Capacità termica: 1.300 W
- Protezione surriscaldamento bagno: cut-off at 5 °C over set temperature via separate PT 1000
- Impostazione di temperatura del bagno: 3.5" LCD Display
- Controllo di temperatura bagno di riscaldamento: electronic / digital
- Dimensione max. pallone di evaporazione: 5 l
- Controllore di vuoto integrato: NO
- Timer : NO
- Controllore Hei-CHILL integrato: NO
- Il programma sottovuoto Dynamic AUTOaccurate richiede AUTOaccurate sensor: NO
- Rampe programmabili: NO
- Superficie di condensazione: 1.400 cm<sup>2</sup>
- Condensatore XL con superficie di condensazione: 2.200 cm<sup>2</sup>

\*\*\* NOTA \*\*\*

Spese tassative per imballo e spedizione diretta dal produttore: € 120,00 (+ IVA).

**GARANZIA 36 MESI.**