

FLACONE GRADUATO, VETRO PYREX, SENZA TAPPO, ISO 4796, ML 250



Codice: 1517/06

Conformi alla norma ISO 4796.
Ideali per mescolare e conservare materiale.
Graduazioni e superficie di marcatura bianche.
Buona resistenza termica e chimica.
Altezza mm 138
Ø est. base mm 70
Filettatura collo GL 45.
TAPPO A PARTE: cod. 4526/45D.
CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 10 FLACONI.
PREZZO RIFERITO AL SINGOLO PEZZO.