

FLACONE GRADUATO, VETRO PYREX, TAPPO A VITE ISO 4796, ML 100



Codice: 1516-04D

Conformi alla norma ISO 4796.
Forniti con un tappo blu in PP ed un anello anti-goccia.
Ideali per mescolare e conservare materiale.
Collo ampio.
Graduazioni e superficie di marcatura bianche.
Buona resistenza termica e chimica.
Sterilizzazione in autoclave fino a 140°C.
Altezza mm 100
Ø est. base mm 56
Filettatura collo GL 45.
CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 10 FLACONI.
PREZZO RIFERITO AL SINGOLO PEZZO.