

FLOCCULATORE DA BANCO VELP MOD. JLT4



Codice: F105A0108

SEMPLICE ED AFFIDABILE:

- Tempo di funzionamento controllato da microprocessore per le operazioni non presidiate
- Il pannello posteriore illuminato semplifica l'osservazione dei campioni
- Aste d'agitazione regolabili in altezza senza utensili
- Velocità selezionabile digitalmente da 10 a 300 giri/min.
- Velocità e tempo identici per tutte le posizioni per risultati comparabili
- Risultati affidabili e ripetibili grazie alla qualità dell'agitazione VELP
- Velocità precisa grazie a un motoriduttore a corrente continua a controllo elettronico
- Forte resistenza alla corrosione chimica e meccanica
- Display a LED ad alta visibilità per velocità e tempo

CHE COSA È IL JAR TEST:

- Il Jar Test è un test su scala, relativo ai prodotti chimici di trattamento utilizzati in un particolare impianto idrico.
- Esso simula, su scala, il processo di coagulazione/flocculazione che avviene in un impianto di trattamento delle acque, aiutando l'operatore nella determinazione della giusta quantità di sostanze chimiche per il trattamento e, quindi, nel miglioramento delle prestazioni dell'impianto.
- Il test comporta la regolazione della quantità di sostanze chimiche e la sequenza in cui vengono aggiunte.
- Il campione richiede di essere agitato in modo che la formazione, lo sviluppo e l'insediamento del floc possano essere osservati esattamente come si farebbe nell'impianto di trattamento a scala intera.
- L'operatore esegue quindi una serie di test per confrontare gli effetti di diverse quantità di agenti flocculanti a valori di pH diversi per determinarne le dimensioni adeguate.

DATI TECNICI:

- **STRUTTURA:** in metallo verniciato a polveri epossidiche
 - **MODELLO:** 4 postazioni
 - **PANNELLO POSTERIORE:** disinseribile illuminato
 - **ASTE IN ACCIAIO INOX:** regolabile in altezza da un mandrino autobloccante
 - **MONOCOMANDO:** velocità uguale in ogni posizione di agitazione
 - **ENERGIA:** 11W
 - **DIMENSIONI (LXAXP):** 645x347x260 mm
 - **PESO:** 13 kg
 - **CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ:** da 10 a 300 giri/min
 - **INTERVALLO DI IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ:** 1 giri/min
 - **TEMPORIZZATORE PROGRAMMABILE:** 0 - 999 minuti o 0 - 99 ore (funzionamento in continuo possibile)
- GARANZIA 24 MESI.**