

## FRIGOCONGELATORE COMBINATO LIEBHERR MEDILINE MOD. LCv 4010. SENZA ILLUMINAZIONE



### Codice: LCv4010

- Allestimento: Mediline
- Consumo energetico in 24 ore: 1.8 kWh
- Volume lordo totale: 361 Litri
- Volume utile totale: 345 Litri
- Volume utile Frigo.: 240 Litri
- Volume utile Cong.: 105 Litri
- Altezza: 200 Cm
- Larghezza: 60 Cm
- Profondità: 61.5 Cm
- Vano frigorifero: Ventilato
- Sbrinamento vano frigorifero: Automatico
- Vano congelatore: Statico
- Sbrinamento vano congelatore: Manuale
- Intervallo della temperatura: Da +3°C e + 16°C / da -9°C a -30°C
- Porte / Fianchi: Acciaio bianco
- Materiale vano interno: PS termoformato ad uso alimentare
- Controllo elettronico: Elettronico
- Display: Digitale esterno
- Allarme temperatura: Ottico e acustico
- Allarme porta aperta: Ottico e acustico
- Allarme mancata alimentazione: Al ritorno dell'alimentazione
- Interfaccia seriale RS485: Sì
- Ripiani interni: 4 ripiani in vetro
- Numero cassetti: 3
- Maniglia: Maniglia tubolare
- Chiusura a chiave: Sì
- Porta a chiusura automatica: Sì
- Incernieratura porte reversibile: Sì
- Classe climatica: 7 Temperatura ambiente +35°C
- Rumorosità: 52 db
- Gas refrigerante: R 600a

CONSEGNA PIANO STRADALE.  
TRASPORTO: € 120,00 +IVA.