

## FRIGOCONGELATORE COMBINATO LIEBHERR MEDILINE MOD. LCv 4010. SENZA ILLUMINAZIONE



### **Codice: LCv4010**

#### **DIMENSIONI**

- Volume utile Frigorifero: 240 litri
- Volume utile Congelatore: 105 litri
- Altezza: 200.3 cm
- Larghezza: 60.1 cm
- Profondità: 61.8 cm

#### **PRESTAZIONI E CONSUMI**

- Intervallo della temperatura: Da +3°C e + 16°C / da -9°C a -30°C
- Gas refrigerante: R 600a
- Rumorosità: 52 db

#### **FUNZIONI E TACNOLOGIE**

- Vano frigorifero: Ventilato
- Sbrinamento vano frigorifero: Automatico
- Vano congelatore: Statico
- Sbrinamento vano congelatore: Manuale

#### **CONTROLLO E INTERAZIONE**

- Controllo elettronico: Sì
- Display: Digitale esterno
- Allarme temperatura: Ottico e acustico
- Contatto allarme a potenziale 0: Sì
- Interfaccia seriale RS485: Sì

#### **ALLESTIMENTO**

- Numero cassette: 3
- Illuminazione interna: Illuminazione laterale LED
- Ripiani interni: 4 griglie plastificate
- Chiusura a chiave: Sì

**GARANZIA: 24 mesi.**

**CONSEGNA PIANO STRADALE.**

**TRASPORTO: € 210,00 +IVA.**