

FRIGORIFERO DA LABORATORIO LIEBHERR MEDILINE MOD. LKPv 1420



Codice: LKPv1420

Frigorifero da laboratorio con raffreddamento a ricircolo d'aria e con comando elettronico professionale.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

- Materiale del corpo esterno: resine epossidiche bianche
- Materiale del vano interno: acciaio al nichel-cromo
- Materiale della porta: acciaio, color bianco

TEMPERATURA E FUNZIONI

- Range di temperatura interno: da -2°C a +16°C
- Raffreddamento: ventilato
- Sbrinamento: automatico
- Range di temperatura ambiente: da +16°C a +43°C
- Regolazione: digitale esterno
- Interfaccia RS 485
- Contatto a potenziale zero
- Allarme temperatura ottico ed acustico
- Allarme porta aperta ottico ed acustico
- Maniglia tubolare
- Porta a chiusura automatica

DOTAZIONI DI SERIE

- Griglie regolabili di appoggio: 4 griglie rivestite di materiale plastico
- Serratura di serie
- Rotelle orientabili con freno di stazionamento.
- Volume lordo: 1427 litri
- Dimensioni esterne in mm (L/P/A): 1430/830/2150
- Dimensioni interne in mm (L/P/A): 1263/650/1550
- Consumo energetico in 24 ore: 3,4 kWh
- Range di temperatura: da -2°C a +16°C
- Controllo della temperatura: Elettronico con indicazione dell'orario
- Materiale esterno/colore: Resine epossidiche bianche
- Materiale porta/coperchio: Acciaio, color bianco
- Gas refrigerante: R 134a
- Classe climatica: T – fino a +43°
- Isolamento: mm 83 - 60.

GARANZIA: 24 mesi.
CONSEGNA PIANO STRADALE.
TRASPORTO: € 400 +IVA.