

FRIGORIFERO DA LABORATORIO LIEBHERR MEDILINE MOD. LKPv6520



Codice: LKPv6520

- Consumo energetico per anno: 497 kWh/a
- Volume utile totale: 430 l
- Volume lordo totale: 602 l
- Refrigerante: R 290
- Tensione: 220-240 V~
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 4,0 A
- Dimensioni esterne (A/L/P): 216 / 70 / 83 cm
- Isolamento: 83 - 60 mm
- Peso (con imballaggio): 154 kg
- Peso (senza imballaggio): 128,00 kg
- Unità di comando: elettronico
- Tipo di controllo: tasti
- Intervallo di temperatura vano frigorifero: -2 °C a +16°C
- Display della temperatura: digitale all'esterno
- Anomalia: segnale di allarme ottico ed acustico
- Contatto a potenziale zero
- Allarme di caduta rete: subito in caso di interruzione della rete per 72 ore
- Fluttuazione massima: 1,0°C
- Gradiente: 1,8 °C
- Classe climatica: 5
- Rumorosità (potenza sonora): 58 Db
- Materiale pareti laterali: acciaio
- Colore: bianco
- Materiale porta/coperchio: acciaio
- Serratura: azionamento meccanico
- Porta a chiusura automatica
- Incernieratura sportello: reversibile a destra
- Materiale contenitore interno: Acciaio al cromo-nichel
- Tipo di rotelle: Ruote orientabili con freno di stazionamento davanti, ruote fisse dietro
- Numero griglie di appoggio: 5 di cui regolabili in altezza 4
- Materiale dei ripiani, vano frigorifero: griglie rivestite in plastica

- Illuminazione interna vano frigorifero: NO
- Design porta: SwingLine design
- Maniglia

GARANZIA: 24 mesi.

CONSEGNA PIANO STRADALE.

TRASPORTO: € 350,00 +IVA.