

FRIGORIFERO DA LABORATORIO LIEBHERR MEDILINE MOD. LKv 3910



Codice: LKv3910

- Consumo energetico per anno: 309 kWh/a
- Volume utile totale: 333 l
- Volume lordo, totale: 361 l
- Refrigerante: R 600a
- Sistema di raffreddamento, vano frigorifero: dinamico
- Procedura di sbrinamento: automatico
- Tensione: 220-240 V~
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 1,5 A
- Resistenza mensola vano frigorifero: 45 kg
- Dimensioni esterne (A/L/P): 184 / 60,1/ 61,8cm
- Isolamento: 40 - 40 mm
- Peso (con imballaggio): 70 kg
- Peso (senza imballaggio): 65 kg
- Unità di comando: elettronico
- Tipo di controllo: tasti
- Intervallo di temperatura vano frigorifero: +3 °C a +16°C
- Display della temperatura: digitale all'esterno
- Anomalia: segnale di allarme ottico ed acustico
- Contatto a potenziale zero
- Allarme di caduta rete: al ritorno di rete
- Fluttuazione massima: 3,6 °C
- Gradiente: 4,1 °C
- Materiale pareti laterali: acciaio
- Colore: bianco
- Materiale porta/coperchio: acciaio
- Serratura: disponibile
- Porta a chiusura automatica
- Incernieratura sportello: reversibile a destra
- Materiale contenitore interno: plastica bianca
- Mensole, vano frigorifero: 6 di cui 5 regolabili in altezza
- Materiale dei ripiani, vano frigorifero: griglie rivestite in plastica

- Illuminazione interna vano frigorifero: NO
- Design porta: HardLine
- Maniglia

GARANZIA: 24 mesi.

CONSEGNA PIANO STRADALE.

*** NOTA ***

PRONTA CONSEGNA SALVO VENDUTO.