

FRIGOTERMOSTATO VELP TIPO FTC 120



Codice: F10300305

Frigotermostato appositamente progettato per l'incubazione delle unità di misura del BOD, in classe A+.
ELEVATA EFFICIENZA

- Campioni incubati a 20 °C standard
- Prese interne per alimentare i dispositivi di misura del BOD
- Accetta 3 sistemi di sensori BOD 6, o 2 sistemi di sensori BOD 10
- Temperatura uniforme grazie all'uso della ventilazione forzata
- Visualizzazione a 2 cifre della temperatura interna
- Sistema di raffreddamento in classe energetica A+
- Basso costo di esercizio

DATI TECNICI

- Volume totale: 120 litri
- Sistema elettronico di regolazione temperatura: Tradizionale
- Ripiani inclusi: 2
- Prese: 2 presa di corrente interna
- Potenza: 120 W
- Alimentazione: 230 V / 50-60 Hz
- Peso: 36.0 kg
- Dimensioni (LxHxP): 540x905x550 mm

PERFORMANCE

- Regolazione elettronica della temperatura: 20°C, costante
- Stabilità temperatura interna: ± 0.5 °C
- Display digitale: 2-digit, risoluzione 1°C

GARANZIA 24 MESI.