

## INCUBATORE RAFFREDDATO FALC MOD. ICT-A 120



### Codice: 720.2070.28

Incubatori per applicazioni sotto la temperatura ambiente.

- Struttura esterna verniciata a forno con polvere epossidica antiacida. Camera interna in acciaio inox 18/8. Porta interna in vetro temperato
- Controllo della temperatura interna tramite microprocessore ad azione PID. Timer digitale da 0 a 99.59 ore o infinito. Ventilazione di tipo forzato.
- Possibilità di abbassare la temperatura ambiente di 10°C. Sistema di raffreddamento tramite sistema peltier.

### DATI TECNICI

- Alimentazione: V/Hz 230-50/60
- Capacità: lt 120
- Capacità massima per ripiano: kg 20
- Capacità massima per strumento: kg 100
- Classe di isolamento: IP 42
- Dimensioni esterne: mm 895x680x740
- Dimensioni interne: mm 500x470x520
- Numero ripiani max: n. 8
- Peso: Kg 68
- Potenza raffreddante: W 70
- Potenza riscaldante: W 350
- Precisione 37:  $\pm 0.4$
- Ripiani di serie: n. 2
- Risoluzione display: 0.1
- Temperatura max: 80
- Temperatura min: 20