

## INCUBATORE RAFFREDDATO FALC MOD. ICT-A 52



### Codice: 720.2070.24

Incubatori per applicazioni sotto la temperatura ambiente.

- Struttura esterna verniciata a forno con polvere epossidica antiacida. Camera interna in acciaio inox 18/8. Porta interna in vetro temperato
- Controllo della temperatura interna tramite microprocessore ad azione PID. Timer digitale da 0 a 99.59 ore o infinito. Ventilazione di tipo forzato.
- Possibilità di abbassare la temperatura ambiente di 10°C. Sistema di raffreddamento tramite sistema peltier.

#### DATI TECNICI

- Alimentazione: V/Hz 230-50/60
- Capacità: lt 52
- Capacità massima per ripiano: kg 20
- Capacità massima per strumento: kg 50
- Classe di isolamento: IP 42
- Dimensioni esterne: mm 775x570x610
- Dimensioni interne: mm 390x350x390
- Numero ripiani max: n. 6
- Peso: Kg 55
- Potenza raffreddante: W 70
- Potenza riscaldante: W 250
- Precisione 37:  $\pm 0.4$
- Ripiani di serie: n. 2
- Risoluzione display: 0.1
- Temperatura max: 80
- Temperatura min: 20.