

INCUBATORE REFRIGERATO ARGOLAB MOD. IC 150 R



Codice: 41101512

Incubatore refrigerato a circolazione d'aria forzata.

- Campo di lavoro: da 0 fino a 60 °C.
- Volume utile 150 Litri.
- Variazione della temperatura a 25 °C: $\pm 0,1$ °C, uniformità della temperatura a 25 °C: $\pm 0,5$ °C.
- Porta esterna in acciaio con ampia finestratura in vetro per l'osservazione dei campioni.
- Sistema di controllo digitale tipo PID con ridotto numero di tasti di regolazione per una facile impostazione dei parametri.
- Display digitale con indicazione dei parametri impostati e allarmi acustico visivi.
- Timer digitale con range di programmazione 0-9999 min. e funzionamento in continuo.
- Classe di sicurezza in classe 3.1 con doppio limitatore digitale della temperatura.
- Foro di passaggio laterale diametro 25 mm di serie per inserimento di uno o più sensori esterni per controllo o certificazione della temperatura interna.
- Camera in acciaio inossidabile con supporti per i ripiani completamente removibili per una facile sanificazione.
- Tre ripiani in acciaio grigliati forniti di serie.
- Dimensioni esterne (base x altezza x profondità): 650 x 1350 x 620mm.
- Peso 100 Kg.
- Alimentazione 230V/ 700 W.

IMBALLO E TRASPORTO COMPRESI.