

INCUBATORE REFRIGERATO BINDER MOD. KB 53



Codice: 9020-0199

Incubatore refrigerato con tecnologia a compressore.

Tra gli incubatori refrigerati per microrganismi, KB è un talento universale dalle grandi prestazioni, operativo a intervalli di temperatura compresi tra -10°C e 100°C.

Con le sue opzioni di programmazione complete e le sue omogenee condizioni di incubazione, questo incubatore refrigerato copre un'ampia gamma di applicazioni, persino a pieno carico.

VANTAGGI:

- Incubazione sicura e riproducibile persino con temperature ambiente elevate
- Routine di disinfezione a 100 °C
- Consumo energetico inferiore fino al 30 % rispetto al precedente modello

CARATTERISTICHE IMPORTANTI:

- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line.
- Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
- Velocità della ventola regolabile
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili in acciaio inox
- Impilabile
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880), con allarme acustico e ottico
- Interfaccia per computer: Ethernet

DATI TECNICI:

- Dimensioni esterne (LxHxP): mm 635X835X580
- Dimensioni interne (LxHxP): mm 400X400X330
- Volume interno (L): 53
- Numero di sportelli: 1
- Carico totale ammesso (kg): 40
- Peso incubatore vuoto (kg): 72
- Tensione nominale (±10%) 50/60 Hz (V) : 230
- Consumo energetico a 37°C: W 70.

CONSEGNA PIANO STRADALE.