

INCUBATORE REFRIGERATO FALC MOD. ICT-C DA 120 LT CON RS 485



Codice: 720.2070.74

- Sistema di refrigerazione potente e veloce
- Temperatura di lavoro da 0°C a 100°C
- Struttura esterna in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida
- Camera interna completamente in acciaio inox
- Seconda porta in vetro temprato
- Uscita RS-485
- Software gestione dati, cavo e adattatore USB di serie
- Ciclo di sterilizzazione (160°C per 2,5 ore)

DATI TECNICI

- Capacità: lt 114
- Temperatura °C: 0 ÷ 100
- Risoluzione °C: 0,1
- Dimensioni interne mm: 500x456x500
- Ripiani di serie: n. 2
- Dimensioni esterne: mm 626x679x1020
- Alimentazione: V/Hz 230/50-60
- Peso: Kg 88
- Numero max ripiani: n. 10
- Uniformità temperatura: 4°C 0,7°C 37°C 0,5°C 60°C 1,0°C
- Carico massimo: Kg 20
- Potenza max W 1650
- Stabilità: 37°C 0,2°C
- Carico max strumento: Kg 70
- Raggiungimento temperatura: 37°C 6 minuti 44°C 7 minuti 60°C 8 minuti

TRASPORTO PIANO STRADALE: € 100,00 +IVA (escluse Isole).