

INCUBATORE REFRIGERATO FALC MOD. ICT-C DA 52 LT CON RS 485



Codice: 720.2070.72

- Sistema di refrigerazione potente e veloce
- Temperatura di lavoro da 0°C a 100°C
- Struttura esterna in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida
- Camera interna completamente in acciaio inox
- Seconda porta in vetro temprato
- Uscita RS-485
- Software gestione dati, cavo e adattatore USB di serie
- Ciclo di sterilizzazione (160°C per 2,5 ore)

DATI TECNICI

- Capacità: lt 52
- Temperatura °C: 0 ÷ 100
- Risoluzione °C: 0,1
- Dimensioni interne mm: 400x356x390
- Ripiani di serie: n. 2
- Dimensioni esterne: mm 526x579x910
- Alimentazione: V/Hz 230/50-60
- Peso: Kg 71
- Numero max ripiani: n. 6
- Uniformità temperatura: 4°C 0,7°C 37°C 0,5°C 60°C 1,0°C
- Carico massimo: Kg 20
- Potenza max W 1650
- Stabilità: 37°C 0,2°C
- Carico max strumento: Kg 50
- Raggiungimento temperatura: 37°C 5 minuti 44°C 6 minuti 60°C 6 minuti